

## Sphen

High performance bed particularly suitable for physiotherapy treatments. Equipped with 3 motors that control height, backrest and central module movements. Double-arm adjustable supports, headrest with breather hole and an extra postural cushion. Sturdy metal frame with retractable wheels to facilitate its easy movement. White PU upholstery of high quality and easy cleaning on high density padding.

Camilla de altas prestaciones especialmente indicada para fisioterapia. Consta de tres motores que regulan la altura, la inclinación del respaldo y el módulo central. Doble sistema de reposabrazos extraíbles y regulables mediante pistón de gas. Respaldo con agujero facial y cojín postural adicional. Estructura metálica robusta con dos ruedas que facilitan su desplazamiento. Tapizado PU de color blanco de fácil limpieza y gran calidad sobre un acolchado de alta densidad.

Fauteuil haut de gamme spécialement conçu pour les physiothérapeutes. Il est équipé avec 3 moteurs qui contrôlent la hauteur, le dossier et le module central. Accoudoirs et repose-bras amovibles et réglables en hauteur et position. Dossier avec trou visage et coussin postural supplémentaire. Structure métallique robuste avec 2 roues qui facilitent le déplacement de la table. Revêtement en PU blanc de haute qualité et densité, facile à nettoyer.

Eine hochwertige Liege besonders geeignet für die Physiotherapie. Mit 3 Motoren um die Höhe, die Neigung der Rückenlehne und den mittleren Teil und Fußteil zu steuern. Doppeltes Armstützesystem: ausziehbar und in der Höhe und Position regulierbar. Die Kopfstütze ist mit einem Gesichtsausschnitt und extra Haltungskissen versehen. Auch verfügt sie über einen metallischen Rahmen mit klappbaren Rädern, was besonders die Verschiebung vereinfacht. Hochwertige weiße PU-Polsterung mit hoher Dichte, leicht abwaschbar.

Electric Massage Bed  
Ref. 2241C  
Product size: 197x70x53 cm  
Weight: 77 Kg  
Upholstery: PU  
Motors: 3

### OPTIONS

Bed cover  
Foot controller Ref. FC-003




STANDARD COLOUR  
White

OTHER COLOURS  
Dark Grey

PACKING SIZE cm  
208x79x61



# Sphen



# Sphen

